

# DARCO – Produits pour enfants

Avec les dispositifs DARCO, même nos plus petits sont bien soignés



**DARCO**

Code LPPR : 7161203

## MedSurg Pediatric

Chaussure postopératoire pour enfants

Droite = gauche

R = L

Chaussure de compensati-  
on non nécessaire



Semelle  
renforcée

### INDICATIONS

- > Postopératoire pour la stabilisation et la mise en décharge, p. ex. une ostéotomie du pied

### CARACTERISTIQUES

- > Redistribution de la pression
- > Tige distale (MetaShank™) → Rigidité dans la région de l'avant-pied
- > Semelle renforcée → Plus de stabilité
- > Absorption des chocs
- > Protection des orteils grâce au bout carré

## OrthoWedge Pediatric

Chaussure de décharge de l'avant-pied pour enfants

Code LPPR : 7161025

Droite = gauche

R = L



Décharge spéciale  
de l'avant-pied



### INDICATIONS

- > En phase postopératoire, après une opération d'un hallux valgus, d'orteils en marteau / orteils en griffe
- > Cicatrisation des ulcères de l'avant-pied

### CARACTERISTIQUES

- > La redistribution de la pression vers le médio-pied ou l'arrière-pied
- > Square Toe → Protection des orteils grâce au bout carré
- > Matériau supérieur respirant

## SlimLine® Pediatric

Chaussure pour plâtre pour enfant

Code LPPR : 7161203

Droite = gauche

R = L

Poids plume



### INDICATIONS

- > En cas de pose de plâtre
- > En cas de fractures
- > Pour les soins postopératoires
- > Bandages volumineux

### CARACTERISTIQUES

- > Matière supérieure : hydrofuge et antiallure
- > Semelle extérieure stable
- > Protection des orteils grâce au bout carré
- > Tige à hauteur de cheville avec bande auto-agrippante → Grande stabilité
- > Insert élastique sur le cou-de-pied → Fermeture flexible et personnalisable
- > Espace suffisant pour les pansements volumineux

## Cast Boot Pediatric

Chaussure pour plâtre pour enfant

Droite = gauche

R = L

Poids plume



### INDICATIONS

- > Plâtre à la suite de fractures

### CARACTERISTIQUES

- > Protection idéale contre l'usure et l'encrassement du plâtre
- > Démarche physiologiquement optimisée grâce au profil de la semelle

# MECRON Knee Pediatric

Orthèse de genou pour enfant

Droite = gauche

R = L

Lavable à 30°



## INDICATIONS

- > Thérapie conservatrice en cas de lésions des ligaments latéraux
- > Instabilités du ligament croisé
- > Lésions du ménisque
- > Modifications du genou d'origine traumatique ou dégénérative
- > Immobilisation après luxation de la rotule
- > Immobilisation post-traumatique, post-opératoire
- > Immobilisation après des lésions ligamentaires
- > États algiques après une suture du ménisque
- > Douleurs pré-opératoires
- > En post-opératoire, en cas de greffe du cartilage
- > Ostéotomie correctrice de redressement de l'axe de la jambe

## CARACTERISTIQUES

- > Immobilisation du genou en position 0°
- > Tiges de stabilisation amovibles et personnalisables (arrière + latéral)  
→ Immobilisation optimale
- > Ajustement personnalisé au tour de jambe
- > Fermetures à crochets et boucles de sangle  
→ Maintien optimal
- > Matériau souple et rembourré

# MECRON Elbow Splint Pediatric

Attelle de coude pour enfant

Droite = gauche

R = L

Lavable à 30°



## INDICATIONS

- > Entorses du coude
- > Arthroses de l'articulation du coude
- > Traitement post-fracture
- > Épanchements articulaires du coude
- > Immobilisation préopératoire / postopératoire / post-traumatique (exemple : syndrome du sillon du nerf ulnaire proximal)
- > Tendinopathie descendante
- > Après bursectomie

## CARACTERISTIQUES

- > Immobilisation de l'articulation du coude
- > Coupe ergonomique
- > Deux tiges de flexion en aluminium personnalisable → Stabilisation optimale
- > Attaches latérales à boucles et à crochets  
→ Fixation de l'angle de flexion
- > Matériau souple et rembourré

# MECRON Shoulder Pediatric

Orthèse d'épaule pour enfant

Taille standard

One Size

Droite = gauche

R = L

Lavable à 30°




## INDICATIONS

- > Luxation de l'épaule, fractures de la scapula et de la cavité articulaire
- > Blessure de la tête de l'humérus et de l'humérus proximal
- > Blessures des tissus mous
- > Fractures de la diaphyse de l'humérus
- > Immobilisation post-traumatique / post-opératoire


## CARACTERISTIQUES

- > Stabilisation et immobilisation de l'épaule et du bras
- > 3 pièces : sangle de tronc, manchette de poignet et manchette de bras
- > Manchettes amovibles
- > Bande d'épaule en option → Empêche le glissement de la sangle abdominale


## Liste des articles




TAILLES	RÉF
<b>MedSurg Pediatric</b>	
<b>Couleur : Noir</b>	
27,0 – 32,0	MSPED-ST



TAILLES	RÉF
<b>OrthoWedge Pediatric</b>	
<b>Couleur : Noir</b>	
<a href="https://darco.papillo.solutions/de/produkte">https://darco.papillo.solutions/de/produkte</a>	
26,0 – 31,0	OW-PED



TAILLES	RÉF	RÉF
<b>SlimLine® Pediatric</b>		
<b>Couleur : Bleu      Rose-Bleu</b>		
S 19,0 – 21,0	SLP-1N	SLP-1P
M 22,0 – 26,0	SLP-2N	SLP-2P
L 27,0 – 32,0	SLP-3N	SLP-3P




TAILLES	RÉF
<b>Cast Boot Pediatric</b>	
<b>Couleur : Multicolore</b>	
XS 19,0 – 20,0	CB-PED1
S 21,0 – 22,0	CB-PED2



LONGUEUR	RÉF
<b>MECRON Knee Pediatric</b>	
<b>Couleur : Bleu-Orange</b>	
22 cm	OS302001
32 cm	OS303001
42 cm	OS304001




TAILLES	TOUR DU BRAS	RÉF
<b>MECRON Elbow Splint Pediatric</b>		
<b>Couleur : Bleu-Orange</b>		
XXS	15 – 20 cm	OS030X01
XS	20 – 24 cm	OS030001



TAILLES	RÉF
<b>MECRON Shoulder Pediatric</b>	
<b>Couleur : Bleu</b>	
Universelle	PT0050

## Tailles et dimensions


MedSurg Pediatric




OrthoWedge Pediatric



SlimLine® Pediatric



Cast Boot Pediatric



Toutes les mesures sont définies en cm et correspondent à la semelle intérieure. Les tailles de chaussures DARCO ne représentent qu'une référence générale. Le choix de la pointure est fortement influencé par le volume des bandages et la taille du plâtre.