

# TAS® (Toe Alignment Splint)

Hallux Valgus Zehenschiene

Hilfsmittelnummer 23.01.01.0008



Elastisches  
Fersenband

Elastisches  
Metatarsalband



Hoher Tragekomfort  
auch unter Socken

Einheitsgröße



Rechts = Links



Geringes Gewicht



Latexfrei



# DARCO

Die TAS® Zehenschiene ist ein redressierender Verband. Sie wird anstelle von Tapeverbänden postoperativ eingesetzt und ist eine effektive und kostengünstige Möglichkeit die operierten / korrigierten Zehen in der gewünschten Position zu fixieren und während des Heilungsverlaufs zu halten. Das elastische Fersenband am Rückfuß verhindert das Abgleiten der Mittelfußbandage und die einzelnen Schlaufen halten die Zehen in der gewünschten Position. Das weiche Material sorgt für einen hohen Tragekomfort. Sie ist auch eine ideale Versorgung nach minimalinvasiven Eingriffen.

## Indikationen

Postoperativ bei:

- 1) Hallux Valgus-Operationen
- 2) Hammerzehen-Operationen
- 3) Schneiderballen-Operationen



## Eigenschaften

- > Postoperativer redressierender Verband anstelle von Tapeverbänden
- > Frei positionierbare Fixierung + Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen
- > Auch bei minimalinvasiven Eingriffen einsetzbar
- > Weiches, hautfreundliches Material → Angenehmer Tragekomfort
- > Stabilisierungselement: Thermoplastisch verformbar
- > Elastisches, 34 cm langes Metatarsalband → Versorgung von breiten Füßen möglich
- > Elastisches Fersenband am Rückfuß
- > Kann mit Verbandshuhen getragen werden
- > Universell rechts und links tragbar



Adduktion



Abduktion



Dorsalextension



Plantarflexion



Produktvideo

GRÖSSE    ART.-NR.    PZN



**Farbe: Weiß**

Universal    TAS-22    06833698